



SafeBelt

HSO[®]
HOSPITAL SUPPLY ORGANISATION



GURTSYSTEM ZUR
STURZPROPHYLAXE

**SITZEN
MIT
MEHR
HALT**



SO WENDEN SIE DEN
SAFEBELT AN!

Zum Video

Sicher sitzen auf jedem Stuhl

Wenn Patienten*Innen oder ältere, pflegebedürftige Personen in einem Rollstuhl, Transportsessel, Mobilisationsstuhl oder auch einem gewöhnlichen Sessel sitzend positioniert werden, bedarf es oftmals einer Sturzprophylaxe. Das nach vorne Kippen des Oberkörpers oder auch das nach unten Wegrutschen stellen Verletzungs- bzw. Gefahrensituationen dar, die gravierende Folgen haben können. Der SafeBelt gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Patient*Innen stabil und sicher positioniert sind.



Raffinierte Technik, zur Anpassung an jeden Stuhl

Unabhängig von der Konstruktion der Sitzgelegenheiten vor Ort bzw. der Anatomie Ihrer Patient*innen, kann der SafeBelt an jeder Stuhlvariante zum Einsatz kommen. Er ist an mehreren Stellen längenverstellbar und an den Sessel und an die Patient*innen anpassbar. Außerdem bietet die Kombination aus Klett- und Klicksystem zusätzliche Verstellmöglichkeiten und ein hohes Maß an Sicherheit. Das **Klicksystem** verfügt zudem über eine Verriegelungsmöglichkeit – auch „**Lock-Mechanismus**“, genannt – welcher ein unkontrolliertes Öffnen erschwert.



Komfortabel. Sicher. Hygienisch.

Mit seinem **breiten gepolsterten Bauchgurt** schneidet der SafeBelt nicht ein und gibt komfortabel Halt. Bei der Produktentwicklung haben wir eng mit Pflegekräften zusammengearbeitet, die sich auf freiheitseinschränkende Maßnahmen (FEM) und Sturzprophylaxen spezialisiert haben. Neben Sicherheit, Verstellbarkeit und leichter Bedienbarkeit wurde maßgeblich auf den hygienischen Einsatz geachtet. So kommt die Patient*in zu keiner Zeit auf dem SafeBelt zu sitzen. Einer Verschmutzung bei Stuhl- oder Harnkontinenz beugen wir damit vor. Dennoch ist der SafeBelt **waschbar** und damit im Sinne der Nachhaltigkeit wiederverwendbar.

Davon profitieren Sie bei der Anwendung



Für jeden Stuhl geeignet



Bei 60° waschbar



Komfortabel



Hygienisch



Sicher mit Klicksystem
& Lock-Mechanismus

Produkt	Verpackungseinheit	Art.Nr.
SafeBelt	3 Stück	HSOSAFEBELT

www.hso-solutions.at

Richten Sie Ihre Fragen gerne direkt
an Ihren persönlichen Produktspezialisten:



VERTRIEB

Rudolf Heintel Medizintechnik GmbH
Erdbergstraße 166
1030 Wien, Österreich

T +43 (1) 403 89 56-0
F +43 (1) 403 89 56-50
medizintechnik@heintel.at
www.heintel.at

Foto:

© IStock Photo wojciech_gajda
© IStock Photo Creativaimage
© IStock Photo appleuzr
© IStock Photo istrejman
© IStock Photo da-vooda

Druck- & Satzfehler vorbehalten
Version 1.0 | Stand: Dezember 2022