



Urindrainage-  
systeme

**HSO**<sup>®</sup>  
HOSPITAL SUPPLY ORGANISATION



**URIN  
SICHER  
MANAGEN**

# H6 plus

## URINDRAINAGESYSTEM



## System mit hilfreichen Extras

Das Urindrainagesystem H6 plus ist einfach in der Handhabung und bietet neben den üblichen Standards einige benutzerfreundliche Extras. Eine **zusätzliche blaue Klemme** dient zur besseren Positionierung des Überleitungsschlauches am Bettlaken. Das Bodenablassventil öffnet und schließt exakt und ist nachtropfsicher. Die **Urinentnahme** am Port **erfolgt nadelfrei**.

Das gesamte Verbindungsstück zum Katheter, inklusive des Entnahmeports, erlaubt eine gute Wischdesinfektion.

Der belüftete Urinbeutel fasst 2.000 ml und kann ganz flexibel mit der Kordel oder mit den Haken befestigt werden. Die **Tropfkammer** mit Membran verhindert eine retrograde Keimwanderung und die damit verbundene Infektionsgefahr. Die Gesamtkonstruktion der Tropfkammer **verhindert außerdem das Zurücklaufen des Urins in den Katheter**.

Die Sondervariante „HEICSB2000P-STMK“ verfügt über einen speziellen Konnektortyp „Disconnect“, welcher besonders für **häufiges hantieren** bei speziellen Eingriffen, sowie für den Einsatz mit Silikonkathetern geeignet ist. Zudem ist der Schlauch weicher, elastischer und knicksicherer.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Nadelfreie Urinentnahmestelle
- Tropfkammer mit Membran
- Exaktes und nachtropfsicheres Bodenablassventil
- Knicksicherer Übergangsschlauch (120 cm) mit Schiebe- und Fixierklemme
- Befestigungsmöglichkeit mit Haken oder Kordel
- Belüfteter Urinbeutel (2.000 ml)
- Latexfrei, steril

## Bestelloptionen

Produkt	Versandeinheit	Bestell-Nr.
H6 plus mit hartem Schlauch	25 Stück	HEICSB2000P
H6 plus mit weichem Schlauch	25 Stück	HEICSB2000P-S
H6 plus Konnektortyp „Disconnect“	25 Stück	HEICSB2000P-STMK

# H3

## URINAUFFANGBEUTEL



Zur sicheren und hygienischen Entleerung von Urindrainagesystemen sowie für die Urinmessung und Urinentsorgung. Ein **flexibler Trichter-Konnektor** passt sich dem nachtropfsicheren Bodenventil optimal an. Der Urinauffangbeutel verfügt über eine Schiebeklemme am Schlauch zum Öffnen und Verschließen des Urinauffangbeutels.

- Vier Ösen zur Befestigung/Aufhängung
- 2.500 ml Kapazität
- Einwegprodukt, latexfrei, unsteril

### Bestelloptionen

Produkt	Versandeinheit	Bestell-Nr.
H3 Urinauffangbeutel	100 Stück	HSOH3AB2500U

[www.hso-solutions.at](http://www.hso-solutions.at)

Richten Sie Ihre Fragen gerne direkt  
an Ihren persönlichen Produktspezialisten:



**VERTRIEB**

Rudolf Heintel Gesellschaft m.b.H.  
Erdbergstraße 166  
1030 Wien, Österreich

T +43 (1) 403 89 56-0  
F +43 (1) 403 89 56-50  
medizintechnik@heintel.at  
www.heintel.at

Foto:  
© IStock Photo skynesher

Druck- & Satzfehler vorbehalten  
Version 2.1 | Stand: Oktober 2018