



MIT
HEBAMMEN
ENTWICKELT

NATÜRLICHE HILFE BEI STILLBESCHWERDEN

Genießen Sie Ihr kleines Wunder
ohne Brustwarzenschmerzen



KLEINES WUNDER – VIELE FRAGEN

Neun Monate der Vorbereitung auf die neue Situation und allen damit verbundenen Herausforderungen liegen hinter Ihnen. Über das Thema Stillen haben Sie sich mit Sicherheit besonders intensiv auseinandergesetzt. **Stillen stärkt** nicht nur **die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Nachwuchs**, Muttermilch versorgt die Kleinen mit allen **wichtigen Nährstoffen und Vitaminen** und ist gleichzeitig die wichtigste **Gesundheitsvorsorge** für Ihr Baby.

Viele Mütter leiden – vor allem zu Beginn der Stillphase – häufig an **Entzündungen und Verkrustungen**, sowie einer daraus resultierenden **Überempfindlichkeit der Brustwarzen**. Fettcremen sind eine effektive Lösung zur akuten Schmerzlinderung. Die Schmerzen und Reizüberempfindlichkeit, wenn Ihre Brustwarzen in Berührung mit Kleidung kommen, nehmen wir Ihnen mit MamaSafe®.

STILLEN

NATÜRLICHE HILFE BEI STILLBESCHWERDEN

Die MamaSafe® Ringe bestehen aus Baumwolle und Schaumstoff, sind **atmungsaktiv, saugfähig und schonend zu Ihrer Haut**. Das Produkt kann sowohl vorbeugend als auch im Akutfall angewandt werden.



SCHMERZFREIER STILLALLTAG MIT MAMASAFE®

Schmerzen der Brustwarzen treten nicht nur beim Stillen selbst auf, sondern beeinflussen Ihr Wohlbefinden durch Reibung am BH oder an der Kleidung im Alltag.

Die MamaSafe® Brustwarzenringe

- nehmen den Druck der Kleidung auf die entzündeten Brustwarzen
- schützen vor unangenehmen und heilungshinderndem Verkleben mit der Kleidung
- lassen die Luft ungehindert zirkulieren und kurbeln dadurch den Heilungsprozess an

SO FUNKTIONIERT MAMASAFE®

Mit nur 3 Schritten sind Ihre Schmerzen gelindert und Sie können die Zeit mit Ihrem kleinen Wunder in vollen Zügen genießen:

- Damit MamaSafe® optimal sitzt sollten Sie das Produkt in Kombination **mit einem BH oder Still-BH anwenden**.
- Platzieren Sie jeweils einen **Ring** so auf jeder Brust, dass sich die **Brustwarze in der Mitte** befindet.
- Verwenden Sie **immer den gleichen Ring je Brust** um Kreuzkonterminationen zu vermeiden. Zur Unterstützung hat jeder Ring eine andere Farbe



GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

Die MamaSafe® Brustwarzenringe sollten **mindestens einmal täglich getauscht werden**. Die Wiederaufbereitung wird aus hygienischen Gründen nicht empfohlen.

www.mamasafe.at

FRAGEN SIE IN IHRER APOTHEKE

Ihre Apotheke hat MamaSafe® entweder lagernd oder kann das Produkt für Sie bestellen.

EINFACH ONLINE BESTELLEN

Wir liefern Ihnen MamaSafe® direkt nach Hause! Auf www.mamasafe.at erhalten Sie weiterführende Informationen zum Produkt und können die Brustwarzenringe bequem von zu Hause bestellen. **Eine Packung enthält 4 Stück MamaSafe® und eine gratis Stillbandage zur besseren Fixierung.**



IMPRESSUM

Vertrieb

Rudolf Heintel Gesellschaft m.b.H.
Erdbergstraße 166, 1030 Wien
www.heintel.at

Hersteller

MSP Medizintechnik GmbH
Würtzlerstraße 16, 1030 Wien
www.hso-solutions.at

Foto: © Shutterstock oksankash
Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Version 2.0 | April 2017