



TransFix

ISO[®]
HOSPITAL SUPPLY ORGANISATION




TRANSPORT FIXIERUNG

**ALLES
IM BLICK
MIT
STRUKTUR**

TransFix

TRANSPORT FIXIERUNG



Optimales Kabel- & Schlauchmanagement

Das Umlagern und/oder Transportieren von Patienten, die mit vielen Kabeln, Schläuchen, Kathetern etc. versorgt werden, kann zu einem Durcheinander der Zugänge führen. TransFix garantiert ein optimales Kabel- & Schlauchmanagement. Auf der weichen, extra breiten Manschette können z.B. Einweg-Druckwandler, EKG-Kabel und Schläuche an den Extremitäten von Patienten aller Altersgruppen mit Hilfe von drei Klettfixierungen geordnet befestigt werden.

Der Schaumstoff der Manschette ist hypoallergen, atmungsaktiv und in einer Einheitsgröße erhältlich.

Bestelloptionen

| Produkt | Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|----------|----------------|--------------|
| TransFix | 25 Stück | HSOTRFIX4000 |

ANWENDUNGSHINWEIS



1

Platzierung & Positionierung

TIPP

Platzieren Sie die Manschette an den Extremitäten des Patienten und wählen Sie die Position der Klettfixierung entsprechend Ihren Bedürfnissen individuell und flexibel.

www.hso-solutions.at

VERTRIEB

Rudolf Heintel Medizintechnik GmbH
Erdbergstraße 166 | 1030 Wien, Österreich
T +43 (1) 403 89 56-0 | F +43 (1) 403 89 56-50
medizintechnik@heintel.at | www.heintel.at



HERSTELLER

MSP Medizintechnik GmbH
Würtzlerstraße 16 | 1030 Wien, Österreich
T +43 (1) 403 89 56-0 | F +43 (1) 403 89 56-50
info@hso-solutions.at
www.hso-solutions.at | www.thoraxsafe.com

Foto:

© IStock Photo sezer66
© IStock Photo Anton Novik
Druck- & Satzfehler
vorbehalten
Version 1.0 | Stand: Sep 2017