

Beistelltisch

Beistelltisch mit neigbarer Tischplatte



Produkteigenschaften

Der **HSO Beistelltisch** bietet dank **stufenloser Höhenverstellung** und **funktionalen Ablageflächen** immer die passende Lösung für Patienten und Personal. Abgesehen von seinem **praktikablen Design** verfügt der HSO Beistelltisch über eine neigbare Tischplatte mit einer **Antirutschleiste** für mehr Sicherheit.

Die statische Tischplatte ist mit zwei Handbügeln versehen, mit deren Hilfe sich der Tisch **einfach manövrieren** lässt. Die teilgummierten Laufrollen – zwei davon feststellbar – sorgen für ausreichend Halt.

Der HSO Beistelltisch ist die **optimale Lösung** für den Einsatz auf der Intensivstation, **insbesondere im Aufwachzimmer**, und die **ideale Ergänzung im Krankenzimmer**.

Technische Daten

Tischplatte	
Neigbare Tischplatte	640 x 400 mm
Neigungswinkel	3-stufig: 30°/45°/60° (+/- 2°)
Statische Tischplatte	200 x 400 mm
Dicke der Tischplatten	8 mm



Konstruktion	
Höhenverstellung	Lückenlos, 790–1.035 mm, mit Dämpfmechanismus
Tischbeinkonstruktion	Verbindung von Rohr und Fahrgestell durch Schweißnaht & Schraube/Mutter
Lackierung	Pulverbeschichtete Lackierung
Laufrollen	4 Laufrollen à 50 mm Ø, 2 davon feststellbar



BESTELLOPTIONEN HSO BEISTELLTISCH		
Produkt	Versandeinheit	Bestell-Nr.
Beistelltisch	1 Stück	HS0355-685-036

