

Sie haben die Wahl!

Individuelle Bedürfnisse, Anwendungsgebiete aber auch die menschliche Gewohnheit spielen bei der Auswahl des passenden Skalpells bzw. der richtigen Klinge ebenso zentrale Rollen wie die technische Beschaffenheit der Produkte. Diese zahlreichen Einflussfaktoren bilden die Basis für unser Skalpell- und Klingensortiment.

Einweg-Komplettsysteme

Die Klinge aller HSO-Skalpelle wurden aus **Swedish Stainless Steel** gefertigt. Aufgrund der **ergonomisch geformten** Kunststoffgriffe liegen die Skalpelle sicher und bequem in der Hand. Zudem verfügen sie über eine **metrische Skalierung**. Sicherheit & die Minimierung des Verletzungsrisikos ist im Umgang mit Skalpellen von großer Bedeutung. Daher haben alle Einweg-Skalpelle eine **abnehmbare Schutzhülle**. Die Einweg-Sicherheits-Skalpelle und der Safety-Stitch-Cutter sind sogar mit einer **einziehbaren Sicherheitshülle** ausgestattet, wodurch die Schutzhülle mithilfe eines Einrastsystems einfach vor und zurück geschoben und so die Klinge gänzlich freigelegt bzw. verschlossen werden kann.

Klingensortiment


Grundsätzlich enthält das HSO-Klingensortiment Produkte für die Griffe N°3 und N°4. Die **Standard-Klingen** für den Skalpellgriff N°3 (Figuren N°10 - N°15SM) sowie den Griff N°4 (Figuren N°18 - N°36) wurden aus Carbon Steel gefertigt und sind für den Einmalgebrauch geeignet.

Herkules-Klingen für den Skalpellgriff N°3 (Figuren 10, 11, 15 und 15SM) bzw. N°4 (Figuren 20, 21, 22) sind zwar ebenfalls aus Carbon Steel gefertigt, sind aber durch einen verstärkten Rücken stabiler und bruchsfester als herkömmliche Klingen.

Die **Stitch-Cutter** sind die Klinge-Allrounder unter den Fadenziehmessern, da sie in der Ambulanz, Notaufnahme, auf Krankenstationen, in Arztpraxen und in der mobilen Pflege Verwendung finden. Sie bestehen auch aus Carbon Steel, sind steril verpackt und können ohne Griff verwendet werden. Die HSO Stitch-Cutter gibt es in verschiedenen Größen, wodurch ein umfangreiches Anwendungsgebiet abgedeckt werden kann.



Richten Sie Ihre Fragen gerne direkt
an Ihren persönlichen Produktspezialisten:



AUF DEN
SCHLIFF
KOMMT
ES AN

VERTRIEB IN ÖSTERREICH
Rudolf Heintel Gesellschaft m.b.H.
Erdbergstraße 166
1030 Wien, Österreich

T +43 (1) 403 89 56-0
F +43 (1) 403 89 56-50
medizintechnik@heintel.at
www.heintel.at

Foto:
© IStock Photo extravagantni
© IStock Photo -VICTOR-
© IStock Photo Cybernesco

Druck- & Satzfehler vorbehalten
Version 2.0 | Stand: November 2023

Einweg-Skalpelle



Figuren	Bestell-Nr.
10	HSOS10
11	HSOS11
15	HSOS15
20	HSOS20
20	HEIS20
21	HSOS21
22	HSOS22
23	HSOS23
23	HEIS23
24	HSOS24

Alle Einweg-Skalpelle sind in Verpackungseinheiten zu je 10 Stk. verpackt.

Einweg-Sicherheitsskalpelle



Figuren	Bestell-Nr.
10	HSOSS10
10	HSOSS10PA
11	HSOSS11
11	HSOSS11AD
11	HSOSS11PA
15	HSOSS15
15	HSOSS15AD
15	HSOSS15PA
20	HEISS20
21	HSOSS21
22	HSOSS22
23	HEISS23
24	HEISS24
25	HEISS25

Alle Einweg-Sicherheitsskalpelle sind in Verpackungseinheiten zu je 10 Stk. verpackt.


Standardklingen Nr. 3 & 4

N°3



Figuren	Bestell-Nr.
10	HSOK10
10	HSOK10PA
11	HSOK11
11	HSOK11PA
12	HSOK12
12	HSOK12PA
15	HSOK15
15	HSOK15PA

N°4



Figuren	Bestell-Nr.
19	HSOK19
20	HSOK20
20	HSOK20PA
21	HSOK21
21	HSOK21PA
22	HSOK22
22	HSOK22PA
23	HSOK23
23	HEIK23
23	HEIS23
24	HSOK24
24	HEIK24
25	HSOK25
25	HEIK25



Alle Klingentypen sind in Verpackungseinheiten zu je 100 Stk. verpackt.

Herkulesklingen Nr. 4

N°4



Figuren	Bestell-Nr.
22	HEIKH22

Die Klingentypen sind in Verpackungseinheiten zu je 100 Stk. verpackt.

Zeus Sicherheitsskalpellgriff Nr. 3 & 4



Griff	Bestell-Nr.
3	HEISSG3LEI
3-lang	HEISSG3-LLEI
4	HEISSG4
4-lang	HEISSG4-L
4	HEISSG4LEI

Stitch Cutter



standard midi lang

Figuren	Bestell-Nr.
Stitch Cutter standard	HSOSTCS
Stitch Cutter lang	HSOSTCL

Safety-Stich Cutter



Figuren	Bestell-Nr.
Stitch Cutter	HSOSS-STITCH

Vor der erstmaligen Verwendung von Sicherheitsskalpellen ist eine Schulung nach dem MPG durch einen Produktspezialisten nötig.